



Votre partenaire HACCP  
Sécurité alimentaire - Matériel de production alimentaire

---

## FICHE TECHNIQUE

### REFERENCE / DESIGNATION

Référence	444118Z
Désignation	Chiffonnette prélèvement alvéolée bleue - EPTN - sac zip - pack 25

### DESCRIPTION

- Chiffonnette non tissée, alvéolée, bleue, 24 x 20 cm,
- Humidifiée avec de l'eau peptonée tamponnée + 10% de neutralisant,
- Livrée dans un sac translucide / bleu, refermable par zip, avec prédécoupe, 190 x H 290 mm,
- Impression sur le sac : référence, n° de lot, DLU, avec neutralisant,
- Sac zip de regroupement permettant de constituer le pack de 25,
- Etiquette collée sur le sac zip de regroupement : quantité de chiffonnettes, référence, n° de lot, DLU, température de conservation, désignation,
- Ionisation : à 15 kGy,
- Durée de validité : 1 an.

### UNITE DE VENTE

- 444118Z : pack de 25 chiffonnettes.