


FICHE TECHNIQUE

Référence	444124BL
Désignation	Chiffonnette bleue 24x20cm avec neutralisant



Description :

- ✓ Chiffonnette de prélèvement bleu lisse
- ✓ Dimensions : 24 x 20 cm dépliée - 12 x 10 cm pliée
- ✓ Milieu : eau distillée
- ✓ Neutralisant (à 10 %)
- ✓ Conforme norme NF EN ISO 18593
- ✓ Fermeture filaire avec prédécoupe

Unité de vente :

25 Chiffonnettes