



## FICHE TECHNIQUE

### REFERENCE / DESIGNATION

|             |  |
|-------------|--|
| Référence   | 444124Z  |
| Désignation | Chiffonnette prélèvement bleue - EDN - sac zip - pack 25 |

### DESCRIPTION

- Chiffonnette non tissée, lisse, bleue, 24 x 20 cm,
- Humidifiée avec de l'eau distillée + 10% neutralisant,
- Livrée dans un sac translucide / bleu, refermable par zip, avec prédécoupe, 190 x H 290 mm,
- Impression sur le sac : référence, n° de lot, DLU, avec neutralisant,
- Sac zip de regroupement permettant de constituer le pack de 25,
- Etiquette collée sur le sac zip de regroupement : quantité de chiffonnettes, référence, n° de lot, DLU, température de conservation, désignation,
- Ionisation : à 15 kGy,
- Durée de validité : 1 an.

### UNITE DE VENTE

- 444124Z : pack de 25 chiffonnettes.