



FICHE TECHNIQUE

Référence	444125
Désignation	Chiffonnette de prélèvement



Description :

- ✓ Chiffonnette bleue non tissée 24 x 20 cm
- ✓ Structure 3D
- ✓ Sac type stomacher bleu avec pavé identification
- ✓ Sac prédécoupé pour une ouverture facile
- ✓ Humidifiée avec eau peptonée tamponnée avec 10% neutralisant
- ✓ Ionisation à 15 Kgrays
- ✓ Durée de validité : 1 an
- ✓ Marquage du n° de lot, référence et date de validité
- ✓ Certificat de stérilisation sur demande

Unité de vente :

25 Chiffonnettes humidifiées
