

FICHE TECHNIQUE

Référence	444127BL
Désignation	Chiffonnette bleue 24x20 cm

Description :

- ✓ Chiffonnette non tissée, lisse, bleue, 24 x 20 cm
- ✓ Humidifiée avec 10 ml d'eau peptonée tamponnée
- ✓ Livrée dans un sac bleuté avec prédécoupe et surface d'inscription, 180 x H 300 mm
- ✓ Impression sur le sac : n° de lot, référence et DLU
- ✓ Sac zip de regroupement permettant de constituer le pack de 25
- ✓ Etiquette blanche collée sur le sac zip de regroupement mentionnant les informations suivantes : quantité de chiffonnettes, référence, n° de lot, DLU, température de conservation, désignation
- ✓ Etiquette jaune collée sur le sac zip de regroupement mentionnant « Sans neutralisant »
- ✓ Ionisation : à 15 kGy
- ✓ Durée de validité : 1 an

Unité de vente :

25 Chiffonnettes bleues 24x20 cm
