


## Désignation

- Chiffonnette de prélèvement



## Référence

- 444129Z

## Unité de vente

25 Chiffonnettes

---

## Description

Chiffonnettes de prélèvements bleues non tissées

## Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 240 x 200 mm
- Structure 3D
- Chiffonnette sèche
- Dans sachet ZIP 192 x 300 mm
- Ionisation à 15 Kgrays
- Durée de validité : 1 an
- Marquage du n° de lot, référence et date de validité Certificat de stérilisation sur demande

