



Votre partenaire HACCP
Sécurité alimentaire - Matériel de production alimentaire

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE / DESIGNATION

Référence	444541BL
Désignation	Chiffonnette prélèvement bleue – 20 ml EDN - sac bleuté - pack 25

DESCRIPTION

- Chiffonnette non tissée, lisse, bleue, 24 x 20 cm disposée à la verticale dans le sac (H = 24 cm),
- Humidifiée avec 20 ml d'eau distillée + 10% de neutralisant,
- Livrée dans un sac bleuté avec prédécoupe et surface d'inscription, 180 x H 300 mm,
- Impression sur le sac : n° de lot, référence et DLU,
- Sac zip de regroupement permettant de constituer le pack de 25,
- Etiquette collée sur le sac zip de regroupement : quantité de chiffonnettes, référence, n° de lot, DLU, température de conservation, désignation,
- Ionisation : à 15 kGy,
- Durée de validité : 1 an.

UNITE DE VENTE

- 444541BL : pack de 25 chiffonnettes.