

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	446005
<b>Désignation</b>	Réservoir



### Description :

- ✓ Réservoir à réactif
- ✓ En polystyrène
- ✓ Volume : 25 ml
- ✓ Dimensions emballé : 31,5 x 17 x 16 cm
- ✓ Poids emballé : 1053 g
- ✓ Stérile
- ✓ Becs verseurs sur les 4 côtés
- ✓ Graduation interne
- ✓ Base large pour une bonne stabilité
- ✓ Stérilisé aux rayons gamma

### Unité de vente :

100 réservoirs

---