

Désignation

- Réservoir 100ml à usage unique
- Référence : 446011



Unité de vente : 100

Description

- Réservoir à réactif
- Couleur : Blanc
- Capacité : 100 ml
- Matériau : Polystyrène
- Base extra-large qui renforce la rigidité et la stabilité de l'unité et aide à prévenir les déversements accidentels. Le réservoir séparé de 25 ml permet de pipeter deux réactifs différents, avec jusqu'à huit canaux sur un côté et jusqu'à quatre canaux sur l'autre côté, ce qui optimise la récupération si l'on utilise un seul canal et une petite quantité de réactif.
- Stérile
- Conditionnement : 10 sachets de 10

