

FICHE TECHNIQUE

Référence	446055
Désignation	Bouchons

Tapis et Barrettes de bouchons



Description :

- ✓ Barrette de 8 bouchons séparables
- ✓ Résistant aux produits chimiques et perçable
- ✓ Conçus pour une utilisation avec les microplaques dotées d'une technologie à "paroi partagée"
- ✓ En polypropylène
- ✓ Conçus pour le stockage jusqu'à -80°C
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Non stériles

Unité de vente :

240 Bouchons
