

Désignation

- Pipeteur thermo scientific s1 bleu

Référence

- 446302

Unité de vente : 1



-
- Pipeteur S1 coloris bleu
 - Pour toutes pipettes de 0,5 à 100 ml
 - Batterie longue durée, rechargeable
 - Livré avec support mural (446324), portoir (446325), chargeur (446326) et support pipette 1 ml (446328)
 - Volume 0,5 - 100 ml
 - Alimentation Batterie longue durée
 - Couleur Bleu
 - Modèle S1

