

Désignation

- MATRIX LATCH RACK CODE BARRE  
A LOQUET VERT VIDE POUR TUBES 500 µL

Référence

- 446456B

Unité de vente : 10



---

Racks verrouillables à codes-barres pour tubes de stockage Matrix™

Couleur Blanc

Description Rack à verrouillage vide

Capacité (métrique) 0,5 ml

Matériau Plastique

À utiliser avec (équipement) Tubes de 500 µl

Code-barres 2D Datamatrix ; Code EAN (European Article Numbering) linéaire 128 ;  
lisible à l'œil nu

Capacité Tubes 2D Matrix

Gamme de produits Matrix™

Quantité d'emballage 10/boîte