

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	446831-CER
<b>Désignation</b>	Solvant

---

### Description :

- ✓ N-heptane rs - pour hplc isocratique 1 l; solvant pour hplc
- ✓ Solvant pour hplc
- ✓ Haute pureté
- ✓ Paramètres physico-chimiques strictement contrôlés
- ✓ Forme : liquide
- ✓ Température de stockage : ambiante
- ✓ Température de transport : ambiante
- ✓ Densité : 0,68 g/ml
- ✓ Numéro de CAS : 142-82-5

### Unité de vente :

1 l

---