

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	446832-CER
<b>Désignation</b>	Solvant

---

### Description :

- ✓ N-heptane rs - pour hplc isocratique 2
- ✓ Solvant pour hplc
- ✓ Haute pureté
- ✓ Paramètres physico-chimiques strictement contrôlés
- ✓ Forme : liquide
- ✓ Température de stockage : ambiante
- ✓ Température de transport : ambiante
- ✓ Densité : 0,68 g/ml
- ✓ Numéro de CAS : 142-82-5

### Unité de vente :

2,5 l

---