

## Hexane mélange d'isomères RS-PESTIPUR- Pour l'analyse des pesticides 2,5 l

<b>Code produit</b>	447182
<b>Volume</b>	2,5 l
<b>Conditionnement</b>	Bouteille en verre
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Qualité Spécifique
<b>Application</b>	RS-PESTIPUR- Pour l'analyse des pesticides
<b>CAS N.</b>	110-54-3
<b>Molécule</b>	Hexane mélange d'isomères
<b>Spécifications</b>	447180
<b>Msds</b>	7220