

## Ether de pétrole 40 - 65°C RPE-Pour analyse 2.5 L

<b>Code produit</b>	447812
<b>Volume</b>	2.5 L
<b>Conditionnement</b>	Bouteille en verre
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Qualité Analytique
<b>Application</b>	RPE-Pour analyse
<b>CAS N.</b>	64742-49-0
<b>Molécule</b>	Ether de pétrole 40 - 65°C
<b>Spécifications</b>	447810
<b>Msds</b>	2082