

## Ether de pétrole 40 - 60°C RPE-Pour analyse 5 l

<b>Code produit</b>	447832
<b>Volume</b>	5 l
<b>Conditionnement</b>	Fût en métal
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Qualité Analytique
<b>Application</b>	RPE-Pour analyse
<b>CAS N.</b>	64742-49-0
<b>Molécule</b>	Ether de pétrole 40 - 60°C
<b>Spécifications</b>	447830
<b>Msds</b>	2082