

FICHE TECHNIQUE

Référence	448010
Désignation	Plaque PCR 96 puits



Description :

- ✓ Pour LightCycler 480 4titude
- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Plaque demi-jupée
- ✓ Low profile
- ✓ Marquage alphanumérique
- ✓ Format SBS
- ✓ Exempt de DNase, RNase et ADN humain
- ✓ Non pyrogène
- ✓ Volume de travail : 150 μ l
- ✓ Volume total : 200 μ l
- ✓ Dimensions : 127,70 x 85,48 mm

Unité de vente :

50 Plaques PCR 96 puits
