

FICHE TECHNIQUE

Référence	448025
Désignation	Films adhésifs pré-découpés



Description :

- ✓ Films adhésifs pelables transparents à forte adhérence pour PCR
- ✓ Bandes pré-découpées au format barrette de 8 tubes (x12)
- ✓ Utilisation pour barrettes ou plaques sécables 96 puits type Tear A Way et Break A Way
- ✓ Gamme de température : -80°C à +110°C
- ✓ Dimensions : 137 x 80 mm

Unité de vente :

100x 12 bandes pour barrettes 8 puits
