

Informations générales

Caractéristiques du produit :

Corps de pompe Quickshield® VACUETTE® est un corps de pompe sécurité à usage unique.

Utilisation :

Corps de pompe Quickshield® VACUETTE® protège le préleveur des risques potentiels de piqûres d'aiguilles à la fin du prélèvement. Le bouclier couvre l'extrémité de l'aiguille et supprime les effets de projection grâce à des clapets présents à l'intérieur du corps de pompe.

Dimensions :

Diamètre : 19 mm.

Longueur : 48 mm.

Matériaux :

Corps de pompe à usage unique en polymère plastique avec bouclier rigide fixé sur l'embase du corps de pompe.

Normes :

ISO 9001/7.94 – EN 46001/05.96

Fabriqué par :

Greiner Bio One GmbH, Austria.

Certifié en accord SN EN ISO 9001 : 2000 et SN EN ISO 13485 :2001 (BVQI Cert. No.139239).

Mode d'emploi :

Voir notice, dans chaque carton. Mode d'emploi en plusieurs exemplaires sur demande auprès de notre siège.

Conditions de stockage :

Température de stockage de 4°C à 25°C

Respecter les nomenclatures indiquées à l'extérieur du carton.

Marquage CE :

IVDD 98/79/EC "Directive 98/79/CE du parlement Européen and de l'organisme public du 27 octobre 1998 en charge des dispositifs médicaux pour le diagnostic médical in vitro" Classification : autres dispositifs (tous les dispositifs excepté Annexe II et dispositif auto-test).

Conditionnement :

Par sachet : 50 corps de pompe.


Par carton : 1000 corps de pompe.

Péremption :

36 mois après fabrication.

Greiner Bio-One : Fiches techniques

VACUETTE® CORPS DE POMPE QUICKSHIELD



Corps de pompe Quickshield VACUETTE®

Référence France	Référence internationales	Description	Conditionnement interne	Conditionnement externe
450230	450230	Corps de pompe sécurité	50 unités	1000 unités

1 Avantage :

Produit :	Clinique :
Corps de pompe sécurité	A usage unique
Doit être activé contre une surface solide	Diminution des AES
Protection solidaire du corps de pompe	Aucun risque de désolidarisation
Ergot à l'intérieur de la protection	Empêche d'éventuelle projection de sang

NB : Le quickshield® est un système sécurité qui s'adapte parfaitement aux aiguilles multiples et VISIO+ de marque VACUETTE®.