

FICHE TECHNIQUE

Référence	451000
Désignation	Tabouret assis-debout



Description :

- ✓ Tabouret assis debout TABAT
- ✓ Piètement et support de l'assise en inox 304, assise en polyuréthane moulé
- ✓ Créé spécialement pour les salles propres
- ✓ Les branches en plat inox et non en tube, ne présentent aucune zone de rétention
- ✓ Stabilité parfaite grâce aux 5 pieds montés sur vérins inox
- ✓ Longévité et robustesse

Caractéristiques techniques :

- ✓ Réglage de la hauteur par vis inox de 490 à 790 mm
- ✓ Piètement Ø 530 mm
- ✓ Poids 11 kg

Unité de vente :

1 Tabouret
