

FICHE TECHNIQUE

Référence	451002
Désignation	Tabouret inox



Description :

- ✓ Construction tout inox
- ✓ Assise inox lisse toutes faces
- ✓ Soudures en continu, extrémités des tubes soudées
- ✓ Aucune zone de rétention
- ✓ Spécial salles stériles

Caractéristiques techniques :

- ✓ Hauteur 700 mm
- ✓ Construction du tube carré 300 x 300 mm ou tube rond
- ✓ Dimensions de l'assise 300 x 300 mm

Unité de vente :

1 Tabouret