

SIAT : SIEGE INOX

Siège inox le +
robuste
du marché

Sans aucune
zone
de rétention

Option
polissage
électrolytique



- ▶ De conception et de réalisation exclusive, le SIAT a été créé spécialement pour les salles propres.
- ▶ Les branches du pied, en plat inox et non en tube, ne présentent aucune zone de rétention.
- ▶ Réglage de la hauteur par vis inox 490 à 790 mm. Piètement diamètre 530 mm.
- ▶ Piètement et support de l'assise en inox. Stabilité parfaite grâce aux 5 pieds montés sur vérins inox. Assise et dossier réglables en polyuréthane moulé.
- ▶ Option repose pieds (Réf. MS03 098): Assure une posture de travail plus confortable quand le siège est en position haute. Plat inox soudé au piètement. Pas de zone de rétention.

Réf.	Désignation	Description	Poids (kg)
MS03 097	SIAT	Siège inox	17
MS03 098	Repose pieds pour SIAT		
MS03 101	Roulettes chape inox		
Option	Polissage électrolytique		

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME HYGINOX SUR : WWW.HYGINOX.COM