

FICHE TECHNIQUE

Référence	452308
Désignation	Lames de Microscopie LabSolute



Description :

- ✓ Lame de microscopie LabSolute - bords rodés 45° - sans plage dépolie
- ✓ En verre sodocalcique, lavées, dégraissées
- ✓ Sous double emballage avec film en cellophane
- ✓ Certifiées CE
- ✓ Conformes aux directives 98/79 EG (IVD)
- ✓ Conformes au standard DIN ISO 8037/1
- ✓ Dimensions 76 x 26 mm
- ✓ Epaisseur approximative : 1 mm

Unité de vente :

Boite de 50 lames
