

FICHE TECHNIQUE

Référence	452309 à 452315
Désignation	Lames de Microscopie LabSolute



Description :

- ✓ Lame de microscopie LabSolute - bords coupés, plage dépolie
- ✓ En verre sodocalcique, lavées, dégraissées
- ✓ Sous double emballage avec film en cellophane
- ✓ Certifiées CE
- ✓ Conformes aux directives 98/79 EG (IVD)
- ✓ Conformes au standard DIN ISO 8037/1
- ✓ Dimensions 76 x 26 mm
- ✓ Epaisseur approximative : 1 mm
- ✓ Plages dépolies à 7 choix de coloris :

Référence	452309	452310	452311	452312	452313	452314	452315
Coloris	blanc	bleu	rose	jaune	vert	orange	violet

Unité de vente :

Boîte de 50 lames