

FICHE TECHNIQUE

Référence	452316 à 452322
Désignation	Lames de Microscopie LabSolute



Description :

- ✓ Lame de microscopie LabSolute - bords rodés 45°, plage dépolie
- ✓ En verre sodocalcique, lavées, dégraissées
- ✓ Sous double emballage avec film en cellophane
- ✓ Certifiées CE
- ✓ Conformes aux directives 98/79 EG (IVD)
- ✓ Conformes au standard DIN ISO 8037/1
- ✓ Dimensions 76 x 26 mm
- ✓ Epaisseur approximative : 1 mm
- ✓ Plages dépolies à 7 choix de coloris :

Référence	452316	452317	452318	452319	452320	452321	452322
Coloris	blanc	bleu	rose	jaune	vert	orange	violet

Unité de vente :

Boîte de 50 lames