

FICHE TECHNIQUE

Référence	452323
Désignation	Lames de Microscopie Labsolute



Description :

- ✓ Lame de microscopie adhésives LAB Solute - charge positive (+) - rodés 90°
- ✓ En verre sodocalcique, lavées, dégraissées
- ✓ Sous double emballage avec film en cellophane
- ✓ Certifiées **CE**
- ✓ Conformes à la directive 98/79 EG (**IVD**)
- ✓ Conforme au standard DIN ISO 8037/1
- ✓ Dimensions 76 x 26 mm
- ✓ Epaisseur 1 mm
- ✓ Plages dépolies de coloris blanc

Unité de vente :

Boîte de 72 lames
