

FICHE TECHNIQUE

Référence	452344
Désignation	Test nitrates bandelettes



Description :

- ✓ Méthode colorimétrique avec bandelettes-test 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l NO₃⁻ MQuant®
- ✓ Le test de nitrate peut être utilisé pour surveiller l'eau potable, l'eau de traitement et les eaux usées ainsi que l'eau d'aquarium dans laquelle les limites peuvent être rapidement dépassées. Il peut également être utilisé pour déterminer les nitrates dans les aliments tels que les pommes de terre.
- ✓ Stockage : Conserver de +2°C à +8°C.

Unité de vente :

100 Bandelettes