

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	452352
<b>Désignation</b>	Bandelette merckoquant 10024 ammonium 10-400 mg/l NH <sub>4</sub>



### Description :

- ✓ Méthode colorimétrique avec bandelettes-test et réactif 10 - 30 - 60 - 100 - 200 - 400 mg/l NH<sub>4</sub><sup>+</sup> MQuant®
- ✓ Ce test convient pour la détermination de la pollution nocive potentielle due aux composés d'ammonium dans les eaux de surface et la nappe phréatique. Dans le secteur agricole, le test peut être utilisé pour mesurer la teneur en azote ammoniacal dans différents types d'engrais et de compost.
- ✓ Stockage : Conserver de +15°C à +25°C.

### Unité de vente :

100 Bandelettes