

FICHE TECHNIQUE

Référence	452388
Désignation	Test ammonium



Description :

- ✓ Méthode : colorimétrique, bleu d'indophénol, avec carte des couleurs et bloc comparateur avec des tubes à essai courts 0.2-0.5-0.8-1.2-1.6-2-3-5-8 mg/l NH_4^+ 0.16-0.4-0.6-0.9-1.2-1.6-2.3-3.9-6.2 mg/l $\text{NH}_4\text{-N}$ MQuant®
- ✓ Le test mesure les ions ammonium et l'ammoniac dissous, par exemple dans la nappe phréatique et les eaux de surface, l'eau de mer, l'eau potable et l'eau d'aquarium.
- ✓ Le kit de test contient la carte des couleurs facile à utiliser
- ✓ Point d'éclair : 22°C
- ✓ 200 tests

Unité de vente :

1 Test ammonium