

Désignation

- Coffret test visuel aquaquant 14434 chlore 0,01 - 0,3 mg/l Cl₂

Référence

- 452396

Unité de vente : 1

Description

- Chlore libre - Méthode colorimétrique, DPD, avec carte des couleurs et bloc comparateur avec des tubes à essai longs 0.010 - 0.025 - 0.045 - 0.06 - 0.08 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.30 mg/l Cl₂ MQuant®
- Ce test peut être utilisé pour la détermination du chlore libre. La concentration en chlore peut être mesurée de manière semi-quantitative par comparaison visuelle de la couleur de la solution de mesure avec les nuances de la carte des couleurs.
- Stockage : Conserver de +15°C à +25°C.

