

Désignation

- Coffret test visuel aquaquant microquant 14978 chlore 0,1 - 2 mg/l Cl<sub>2</sub>

Référence

- 452397

Unité de vente : 1



**Description**

- (chlore libre) avec réactif liquide Méthode : colorimétrique, DPD, avec comparateur à disque colorimétrique 0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0-1.5-2.0 mg/l Cl<sub>2</sub> MQuant®
- Conditionnement : Boîte plastique
- Le réactif liquide peut être utilisé pour la détermination du chlore libre avec le test de chlore Microquant®. La concentration en chlore peut être mesurée de manière semi-quantitative par comparaison visuelle de la couleur de la solution de mesure avec les nuances du disque des couleurs.
- Stockage : Conserver de +15°C à +25°C.

