

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--|
| Référence | 452425 |
| Désignation | Coffret test visuel Aquamerck sulfite |



Description :

- ✓ Méthode titrimétrique (iodométrique) avec pipette de titrage MQuant®
- ✓ Le test peut être utilisé pour la détermination titrimétrique des sulfites dans les eaux usées, l'eau de chaudière et l'eau des systèmes de chauffage
- ✓ Stockage : Conserver de +15°C à +25°C.

Unité de vente :

1 Coffret
