

FICHE TECHNIQUE

Référence	452491
Désignation	Bandelette MQuant manganese



Description :

- ✓ Bandelette MQuant manganese 2-100 mg/l MN
- ✓ Méthode : colorimétrique avec bandelettes-test et réactifs 2 - 5 - 20 - 50 - 100 mg/l Mn MQuant®
- ✓ Le test de manganèse peut être utilisé pour les tests de routine de l'eau, de l'eau industrielle et des effluents
- ✓ 100 tests

Unité de vente :

100 Bandelettes MQuant manganese