


Désignation

- Filtre à centrifuger Amicon® Ultra-15, pour diagnostic in vitro (DIV)

Référence

- 452615

Unité de vente : 96



Description

- Filtre à centrifuger Amicon® Ultra-15, pour diagnostic in vitro (DIV)
- Matériau : capuchon polyéthylène, tube en polypropylène, membrane en cellulose régénérée, boîtier en styrène-butadiène
- Niveau de qualité : 500
- Non-stérile
- Gamme de produits : Amicon®
- Centrifugation : adaptée (concentration en protéines et dessalage)
- Extraction de protéines : adaptée
- Purification des protéines : adaptée
- Longueur : 121 mm
- Diamètre : 2.97 cm
- Surface de filtration : 7.6 cm²
- Volume : 15 ml
- Dimension de pores : 10 kDa MWCO

