

FICHE TECHNIQUE

Référence	454235A
Désignation	Vacquette EDTA K2



Description :

- ✓ Tube en polymère médical particulièrement bien adapté aux utilisations en recherche et contrôle
- ✓ Avec gel séparateur
- ✓ Fermeture $\frac{1}{4}$ vissant
- ✓ Facile d'utilisation
- ✓ Incassable
- ✓ A utiliser avec l'adaptateur à aiguilles
- ✓ Avec fenêtre de visualisation
- ✓ Etiquette papier
- ✓ Code couleur : mauve / Bague : jaune
- ✓ Volume : 4 ml
- ✓ Format : 75 x 13 mm

Unité de vente :

50 Vacuettes EDTA K2