

## L(+)-Lysine monochlorhydrate RPE-Pour analyse g 25

<b>Code produit</b>	458122
<b>Volume</b>	g 25
<b>Conditionnement</b>	Pot en verre
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Qualité Analytique
<b>Application</b>	RPE-Pour analyse
<b>CAS N.</b>	657-27-2
<b>Molécule</b>	L(+)-Lysine monochlorhydrate
<b>Spécifications</b>	458120
<b>Msds</b>	1120