

Désignation

- Kit de quantification d'ADN

Référence

- 461042

Unité de vente

1 Kit de 100 réactions

Description

Solution et kit de quantification d'ADN double brin AccuGreen™ High Sensitivity

Caractéristiques techniques

- Solution pour la quantification d'ADN double brin avec un fluorimètre portatif
- Dosage d'échantillons dans la gamme de concentration 0.01-10 ng/μl
- Gamme linéaire : 0,1-100 ng ADN double brin
- Fluorescence verte : excitation 502 nm / émission 523 nm
- Au format kit, la solution AccuGreen™ 200X est complétée d'un tampon Accugreen™ 1X et de deux standards, standard 1 (0 ng/μl) et standard 2 (10 ng/μl)

