

# Dichlorométhane RPE-ACS-Pour analyse-Reag. Ph.Eur.-Reag. USP-Stabilisé à l'amylène 1L

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Code produit</b>    | 463311   |
| <b>Volume</b>          | 1L   |
| <b>Conditionnement</b> | Bouteille en verre   |
| <b>Unité de vente</b>  | EA   |
| <b>Grade</b>           | Qualité Analytique   |
| <b>Application</b>     | RPE-ACS-Pour analyse-Reag. Ph.Eur.-Reag. USP-Stabilisé à l'amylène |
| <b>CAS N.</b>          | 75-09-2  |
| <b>Molécule</b>        | Dichlorométhane  |
| <b>Spécifications</b>  | 463310   |
| <b>Msds</b>            | 82   |