

Dichlorométhane RPE-ACS-Pour analyse-Reag. Ph.Eur.-Reag. USP-Stabilisé à l'amylène 2,5L

Code produit	463314
Volume	2,5L
Conditionnement	Bouteille en verre
Unité de vente	EA
Grade	Qualité Analytique
Application	RPE-ACS-Pour analyse-Reag. Ph.Eur.-Reag. USP-Stabilisé à l'amylène
CAS N.	75-09-2
Molécule	Dichlorométhane
Spécifications	463310
Msds	82