

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	464222-CER
<b>Désignation</b>	Réactif pour analyse

---

### Description :

- ✓ Noir ériochrome t qualité rpe pour analyse c.i. 14645 25g; grade analytique
- ✓ Grade analytique
- ✓ Certificat d'analyses fourni sur demande
- ✓ Forme : solide
- ✓ Température de stockage : ambiante
- ✓ Température de transport : ambiante
- ✓ Masse moléculaire : 461,38g
- ✓ Numéro de CAS : 1787-61-7

### Unité de vente :

25 g

---