

## Désignation

- Poids M1

## Référence

- 467127C

## Unité de vente

1 poids dans une boîte plastique certifié COFRAC



## Description

Poids destinés à la vérification ou l'étalonnage des poids de classe M2 et utilisés avec des instruments de pesage de classe III (précision moyenne)



## Caractéristiques techniques

- Poids : 1 g
- Version monobloc, sans cavité d'ajustage
- En acier inoxydable
- Masse volumique :  $8000 \pm 150 \text{ kg/m}^3$
- Magnétisation permanente  $< 250 \mu\text{T}$
- Erreurs Maximales Tolérées : 1 mg
- Diamètre (A) : 6,0 mm
- Hauteur totale (B) : 6,2 mm
- Hauteur (C) : 2,8 mm
- Dans une boîte en plastique
- Certifié COFRAC

