

Désignation

- Poids M1

Référence

- 467134C


Unité de vente

1 poids dans une boîte plastique certifié COFRAC



Description

Poids destinés à la vérification ou l'étalonnage des poids de classe M2 et utilisés avec des instruments de pesage de classe III (précision moyenne)



Caractéristiques techniques

- Poids : 200 g
- Version avec cavité d'ajustage scellée par une pastille de plomb
- En acier inoxydable
- Masse volumique : $8000 \pm 150 \text{ kg/m}^3$
- Magnétisation permanente $< 250 \mu\text{T}$
- Erreurs Maximales Tolérées : 10 mg
- Diamètre (A) : 28,0 mm
- Hauteur totale (B) : 47,0 mm
- Hauteur (C) : 12,5mm
- Dans une boîte en plastique
- Certifié COFRAC

