

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	471176-CER
<b>Désignation</b>	Réactif pour analyse

---

### Description :

- ✓ Potassium chlorure qualité rpe acs iso pour analyse reag. ph.eur. usp 500g; produit conforme acs
- ✓ Produit conforme acs
- ✓ Grade analytique
- ✓ Certificat d'analyses fourni sur demande
- ✓ Forme : solide
- ✓ Température de stockage : ambiante
- ✓ Température de transport : ambiante
- ✓ Numéro de CAS : 7447-40-7

### Unité de vente :

500 g

---