

## Potassium chlorure 3,5 mol-l (3,5 N) RPE-Pour analyse ml 250

<b>Code produit</b>	471225
<b>Volume</b>	ml 250
<b>Conditionnement</b>	Bouteille
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Qualité Analytique
<b>Application</b>	RPE-Pour analyse
<b>CAS N.</b>	7447-40-7
<b>Molécule</b>	Potassium chlorure 3,5 mol-l (3,5 N)
<b>Spécifications</b>	471220
<b>Msds</b>	2056