

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	471364-CER
<b>Désignation</b>	Réactif pour analyse

---

### Description :

- ✓ Potassium ferricyanure qualité rpe pour analyse acs en accord avec ph. eur. us 100g; produit conforme acs
- ✓ Produit conforme acs
- ✓ Grade analytique
- ✓ Certificat d'analyses fourni sur demande
- ✓ Forme : solide
- ✓ Température de stockage : ambiante
- ✓ Température de transport : ambiante
- ✓ Gamme de pH : 6-9
- ✓ Numéro de CAS : 13746-66-2

### Unité de vente :

100 g

---