

FICHE TECHNIQUE

Référence	471484-CER
Désignation	Réactif pour analyse

Description :

- ✓ Potassium ferrocyanure trihydraté qualité rpe analyse acs en accord avec ph. eur. 100g; produit conforme acs
- ✓ Produit conforme acs
- ✓ Grade analytique
- ✓ Certificat d'analyses fourni sur demande
- ✓ Forme : solide
- ✓ Température de stockage : ambiante
- ✓ Température de transport : ambiante
- ✓ Gamme de pH : 8-10
- ✓ Numéro de CAS : 14459-95-1

Unité de vente :

100 g
