

### Désignation

- Réducteur pour tube de diamètre 12mm

### Référence

- 472086

Unité de vente : 1

---

### Description

- Hettich Lab Technology™ Adaptateur
- L'adaptateur Hettich Lab Technology™ est conçu pour s'adapter aux charges de travail des centrifugeuses personnalisées.
- Type : Adaptateur
- Diamètre max. du tube : 13 mm
- À utiliser avec (équipement) : Rotor 1137, 1139, 1015, 1418, 1613, 1615, 1721, EBA 200/200S
- Capacité : 1,1 à 1,4 ml, 2,6 à 3,4 ml, 2,7 à 3 ml, 1,6 à 5 ml, 5 ml, 6 ml
- Longueur max. du tube : 82 mm

