

## Potassium iodate RPE-Pour analyse g 50

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Code produit</b>    | 472563             |
| <b>Volume</b>          | g 50               |
| <b>Conditionnement</b> | Pot en verre       |
| <b>Unité de vente</b>  | EA                 |
| <b>Grade</b>           | Qualité Analytique |
| <b>Application</b>     | RPE-Pour analyse   |
| <b>CAS N.</b>          | 7758-05-6          |
| <b>Molécule</b>        | Potassium iodate   |
| <b>Spécifications</b>  | 472560             |
| <b>Msds</b>            | 363                |