

## Désignation


- Carton de collecte et recyclage EPI

## Référence

- 473361

## Unité de vente

2 cartons



---

## Description

Dutscher vous propose une solution clé en main pour le recyclage de vos EPI souillés\* en polypropylène, polyéthylène et polyamide.

## Caractéristiques techniques

- Capacité d'un carton : 72 litres (soit environ 1200 masques)
- Dimensions carton : 600 x 400 x 300 mm

## EPI acceptés :

- Calot
- Masques chirurgicaux type I, II et IIR
- Protège barbe
- Masques FFP1, FFP2, FFP3
- Blouse
- Charlotte
- Surchaussure

## Inclus dans cette référence :

- 2 cartons
- 2 sacs de collecte par carton (à sceller obligatoirement)
- Etiquette d'enlèvement
- Enlèvement
- Valorisation : un suivi est effectué afin de pouvoir délivrer un certificat annuel de valorisation



## \*Attention :

Cette référence est soumise à une charte d'engagement.

Les gants et EPI ne peuvent pas être mélangés dans le même carton, chacun ayant une valorisation de fin de vie différente.

Les déchets à risque infectieux et assimilés ne peuvent pas être recyclés et doivent impérativement suivre la procédure DASRI.